

Medicinsk bild Radering av testpatienter och undersökningsdata i produktionssystem

Bakgrund

I region Uppsalas PACS, KardioPACS och Multimediaarkiv lagras idag bild- och funktionsmedicinska undersökningar, skannat material, fotografier samt filmer. Allt undersökningsmaterial som lagras ska vara strukturerat och kopplat till en patient för att kunna uppfylla krav på patientsäkerhet och spårbarhet i systemen.

Beskrivning

PACS

Samtliga undersökningar ska vara kopplade till en bokning i RIS. Bokningen i RIS innehåller korrekta patientuppgifter och strukturerad information om undersökningen.

Undersökningar

Undersökningar som lagrats utan koppling till bokning i RIS sparas i PACS i en månad.

Verksamheten måste meddela supporten för medicinsk bild vilken bokning i RIS undersökningen ska kopplas till inom en månad. Om detta inte är gjort raderas undersökningen. Radering görs även i multimediaarkivet.

Undersökningar som kopierats från Telerad till PACS och som inte är kopplade till en bokning i RIS raderas inom en månad.

Tester och kvalitetskontroller

Testundersökningar och kvalitetskontroller raderas efter 24 timmar.

Testundersökningar som ska sparas längre tid måste meddelas supporten för medicinsk bild som noterar önskat raderingsdatum på undersökningen.

Undantag: Testundersökningar och kvalitetskontroller raderas inte om de är kopplade till en bokning i RIS med en tillåten testpatient. Mer information om tillåtna testpatienter finns i riktlinjen [Medicinsk bild Testpatienter i produktionssystem](#).

KardioPACS

Samtliga undersökningar ska vara kopplade till en bokning i Cosmic eller RIS. Bokningen i Cosmic och RIS innehåller korrekta patientuppgifter och strukturerad information om undersökningen.

Undersökningar

Undersökningar som lagrats utan koppling till bokning i Cosmic eller RIS sparas i KardioPACS i en månad. Verksamheten måste meddela supporten för medicinsk bild vilken bokning undersökningen ska kopplas till inom en månad. Om detta inte är gjort raderas undersökningen. Radering görs även i PACS och multimediaarkiv.

Tester och kvalitetskontroller

Testundersökningar och kvalitetskontroller sparas i 24 timmar.

Testundersökningar som ska sparas längre tid måste meddelas supporten för medicinsk bild som noterar önskat raderingsdatum på undersökningen.

Multimediaarkiv

Samtliga undersökningar ska vara kopplade till en bokning i Cosmic eller RIS. Bokningen i Cosmic och RIS innehåller korrekta patientuppgifter och strukturerad information om undersökningen.

Undersökningar

Undersökningar som lagrats utan koppling till bokning i Cosmic eller RIS sparas i multimediaarkivet i en månad. Verksamheten måste meddela supporten för medicinsk bild vilken bokning undersökningen ska kopplas till inom en månad. Om detta inte är gjort raderas undersökningen.

Tester och kvalitetskontroller

Testundersökningar och kvalitetskontroller sparas i 24 timmar.

Testundersökningar som ska sparas längre tid måste meddelas supporten för medicinsk bild som noterar önskat raderingsdatum på undersökningen.

Kontaktuppgifter

Supporten för medicinsk bild, anknytning 193 00 eller via [Easit](#)